

One Touch špičky

Špičky "One Touch" od firmy Sorenson BioScience udělají ze všech Vašich pipet ergonomické pipety nejvyšší kvality. Špičky jsou ze dvou různých materiálů. Vrchní část je měkká a umožňuje snadné a těsné nasazení špičky i její snadné odhození. Spodní je z nejkvalitnějšího tvrdého polypropylénu pro přesné pipetování. Špičky jsou mimořádně vhodné i pro multikanálové pipety. Barevné kódování dle pipetovaného objemu: **Červený okraj** = 10ul (1-20ul), **Žlutý okraj** = 200ul (1-330ul), **Modrý okraj** = 1000ul (50-1250ul).



Kat. č.	Popis	Balení	Cena bez DPH
10300	One Touch špičky 10 (0,5 – 20 ul), nesterilní	10 x 96 ks, krabičky	1 250,00 Kč
10310	One Touch špičky 10 (0,5 – 20 ul), sterilní	10 x 96 ks, krabičky	1 280,00 Kč
10390	One Touch špičky 10 (0,5 – 20 ul), sterilní	10 x 96 ks, ekologické E-DEK krabičky	1 280,00 Kč
10320	One Touch špičky s filtrem 10 (0,5 – 20 ul), sterilní	10 x 96 ks, krabičky	2 345,00 Kč
10400	One Touch špičky s filtrem 10 (0,5 – 20 ul), sterilní	10 x 96 ks, ekologické E-DEK krabičky	2 345,00 Kč



Kat. č.	Popis	Balení	Cena bez DPH
10330	One Touch špičky 200 (1– 330 ul), nesterilní	10 x 96 ks, krabičky	1 250,00 Kč
10340	One Touch špičky 200 (1– 330 ul), sterilní	10 x 96 ks, krabičky	1 280,00 Kč
10410	One Touch špičky 200 (1– 330 ul), sterilní	10 x 96 ks, ekologické E-DEK krabičky	1 280,00 Kč
10350	One Touch špičky s filtrem 200 (1– 330 ul), sterilní	10 x 96 ks, krabičky	2 345,00 Kč
10420	One Touch špičky s filtrem 200 (1– 330 ul), sterilní	10 x 96 ks, ekologické E-DEK krabičky	2 345,00 Kč



Kat. č.	Popis	Balení	Cena bez DPH
10360	One Touch špičky 1000 ul, nesterilní	8 x 96 ks, krabičky	1 250,00 Kč
10370	One Touch špičky 1000 ul, sterilní	8 x 96 ks, krabičky	1 280,00 Kč
10450	One Touch špičky 1000 ul, sterilní	12 x 64 ks, ekologické E-DEK krabičky	1 280,00 Kč
10380	One Touch špičky s filtrem 1000 ul, sterilní	8 x 96 ks, krabičky	2 345,00 Kč
10460	One Touch špičky s filtrem 1000 ul, sterilní	12 x 64 ks, ekologické E-DEK krabičky	2 345,00 Kč

Semi-Automated Pipettor - pipetovací robot Benchtop Multi, Sorenson BioScience, Inc.



Chcete ušetřit Váš čas? Vyzkoušejte praktického a snadno ovladatelného pipetovacího robota, díky kterému budete znát Vaše výsledky mnohem dříve.

Robotické manipulační rameno. 96 nebo 384kanálová pipetovací hlava. Pipetování pomocí špiček **One Touch** 200 µl (s filtry nebo bez). Pipetovací rozsah 1 µl až 250 µl. Velmi praktický a přesný. Rozděluje vzorky pouhým jedním pohybem páky. Rozměry 21,6 x 45,7 x 43,2 cm. Váha 9,5 kg. Teplotní rozmezí 10 – 37 °C. Kalibrace. Přenosný a snadno ovladatelný.

Cena na vyžádání.

Více na: <http://www.biologicals.cz/e-shop/>

Objednávejte e-mailem, faxem nebo telefonicky:

e-mail: orders@biologicals.cz, info@biologicals.cz, Tel: +420-274 776 731, Fax: +420-274 773 997