

Semi-Automated Pipettor - pipetovací robot, Sorenson BioScience, Inc.



Chcete ušetřit Váš čas? Vyzkoušejte praktického a snadno ovladatelného pipetovacího robota, díky kterému budete znát Vaše výsledky mnohem dříve. Pipetovací rozsah 1 - 250 μ l.

Semi-Automated Pipettor - pipetovací robot Benchtop Multi. Robotické manipulační rameno. 96 nebo 384kanálová pipetovací hlava. Pipetování pomocí špiček **One Touch** 200 μ l (s filtry nebo bez). Pipetovací rozsah 1 μ l až 250 μ l. Velmi praktický a přesný. Rozděluje vzorky pouhým jedním pohybem páky. Rozměry 21,6 x 45,7 x 43,2 cm. Váha 9,5 kg. Teplotní rozmezí 10 – 37 °C. Kalibrace. Přenosný a snadno ovladatelný.

Semi-Automated Pipettor - pipetovací robot s přepravním kufrem

Cena na dotázání.

Více na: www.biologicals.cz/e-shop/

www.sorbio.com

