

SPECIÁLNÍ PIPETOVACÍ ŠPIČKY

Špičky 200 µl a 1000 µl – široké ústí

ZAVÁDĚCÍ CENY!



Špičky 200 µl (50 mm) a 1000 µl (67 mm) standardní; 200 µl (91,2 mm) a 1000 µl (88 mm) dlouhé, sterilní/nesterilní, v sáčku či v krabičkách. **Široké ústí špiček.** Vhodné pro pipetování nestálých buněčných suspenzí a makromolekul jako DNA. Ideální pro vysoce viskózní kapaliny.

Katalogové číslo	Popis	Cena
077157	Špičky 200 µl – široké ústí (50 mm), standard, sáček, 1000 ks, nesterilní	1 249,00 Kč
077158	Špičky 200 µl – široké ústí (50 mm), standard, krabička, 10 x 96 ks, nesterilní	1 715,00 Kč
077159	Špičky 200 µl – široké ústí (50 mm), standard, krabička, 10 x 96 ks, sterilní	1 820,00 Kč
038162	Špičky 200 µl – široké ústí (91,2 mm), dlouhé, sáček, 1000 ks, nesterilní	1 494,00 Kč
038163	Špičky 200 µl – široké ústí (91,2 mm), dlouhé, krabička, 8 x 96 ks, nesterilní	2 199,00 Kč
038164	Špičky 200 µl – široké ústí (91,2 mm), dlouhé, krabička, 8 x 96 ks, sterilní	2 458,00 Kč
077160	Špičky 1000 µl – široké ústí (67 mm), standard, sáček, 1000 ks, nesterilní	1 405,00 Kč
077161	Špičky 1000 µl – široké ústí (67 mm), standard, krabička, 10 x 100 ks, nesterilní	1 820,00 Kč
077162	Špičky 1000 µl – široké ústí (67 mm), standard, krabička, 10 x 100 ks, sterilní	1 998,00 Kč
077163	Špičky 1000 µl – široké ústí (88 mm), dlouhé, sáček, 1000 ks, nesterilní	1 549,00 Kč
077164	Špičky 1000 µl – široké ústí (88 mm), dlouhé, krabička, 10x 100 ks, nesterilní	1 925,00 Kč

Špičky s filtrem Solvent Safe



Špičky 20 µl, 200 µl a 1000 µl, sterilní/nesterilní, v krabičkách či sáčcích. **Filtr na bázi aktivního uhlí.** Pipety jsou chráněny od par organických rozpouštědel: chloroformu, fenolu, acetonu, benzenu, toluenu, THF aj. Nahradí skleněné i Pasteurovy pipety.

Katalogové číslo	Popis	Cena
038152	Špičky s filtrem Solvent Safe 20 µl, sterilní, krabička, 4 x 96 ks	2 900,00 Kč
038153	Špičky s filtrem Solvent Safe 200 µl, sterilní, krabička, 4 x 96 ks	3 008,00 Kč
038154	Špičky s filtrem Solvent Safe 1000 µl, sterilní, krabička, 4 x 96 ks	3 676,00 Kč
038155	Špičky s filtrem Solvent Safe 20 µl, nesterilní, sáček, 500 ks	2 918,00 Kč
038156	Špičky s filtrem Solvent Safe 200 µl, nesterilní, sáček, 500 ks	2 918,00 Kč
038157	Špičky s filtrem Solvent Safe 1000 µl, nesterilní, sáček, 500 ks	3 600,00 Kč


Gel loading tips – s filtrem i bez



Špičky s novým designem pro nanášení vzorků na gel a všude tam, kde je málo místa pro manipulaci se vzorkem. Materiál špiček je v kvalitě - "low retention" pro omezení ztrát vzorků. **Průměr konce 0.7 mm. Verze s filtrem obsahuje nově vyvinuté filtry s velikostí pórů pouhých 4 až 6 mikronů!** Špičky jsou k dispozici balené v sáčcích nebo v krabičkách, sterilní i nesterilní. **Certifikovány „Free of Dnase, Rnase a PCR inhibitors“.** Díky modernímu designu lze použít pro celou škálu digitálních pipet.

Katalogové číslo	Popis	Cena
1-130-50-0	„Gelloader Tips“ – špičky pro nanášení gelů, nesterilní, 1000 ks, sáček, čiré	2 349,00 Kč
1-130-96-0	„Gelloader Tips“ – špičky pro nanášení gelů, nesterilní, 10 x 96 ks, krabičky, čiré	2 853,00 Kč
1-131-96-0	„Gelloader Tips“ – špičky pro nanášení gelů, sterilní, 10 x 96 ks, krabičky, čiré	3 357,00 Kč
2-132-96-0	„Gelloader Filter Tips“ – špičky s filtrem pro nanášení gelů, nesterilní, 10 x 96 ks, krabičky, čiré	4 029,00 Kč
2-133-96-0	„Gelloader Filter Tips“ – špičky s filtrem pro nanášení gelů, sterilní, 10 x 96 ks, krabičky, čiré	4 365,00 Kč

Špičky pro vyjmutí vzorků z elektroforetických gelů



Rozměry konce špičky 4 x 1 mm a 6,5 x 1 mm.

Díky modernímu designu lze použít pro celou škálu pipet - 1000 µl. **Certifikovány „Dnase a Rnase Free“.** Autoklávovatelné. Balení 250 ks/sáček.

Cena 4 209 Kč.

Více na: <http://www.biologicals.cz/e-shop/>

Objednávejte e-mailem, faxem nebo telefonicky:

e-mail: orders@biologicals.cz, klara.pankova@biologicals.cz

Tel: +420-274 776 731, Fax: +420-274 773 997

Ceny jsou uvedeny bez DPH

<http://www.biologicals.cz>