



Katalog 2024



www.biologicals.cz

OBSAH

Pipetovací špičky PakGent	NOVINKA!	1
One Touch špičky		3
Špičky s filtrem Multiguard Sorenson		4
Špičky pro vyjmutí vzorků z elektroforetických gelů		6
Pipetovací špičky se širokým ústí		6
Digitální pipety, PCR program – mikrozkušavky, stripy, destičky		7
Plastové kádinky		8
Mikrozkušavky		9
Centrifugační 15 ml a 50 ml zkumavky		10
Ultracentrifugační zkumavky		10
Zkumavky se šroubovacími uzávěry		11
ID-Color™ krabičky do mrazáků		12
Polypropylenové krabičky		12
Polykarbonátové krabičky		13
Bílé kartónové krabičky		13
Bílé kartónové krabičky s plastovým potahem		14
Barevné kartónové krabičky		14
Kompletní program pro mrazáky a hlubokomrazicí boxy		15
Vaničky na reagenty		16
Mikrobiologie		17
Plastik pro tkáňové kultury		18
Popisovací štítky	Tiskárny – startovací kity!	21
Vyšetřovací rukavice		22
Gradient & Fractionator Systems		23
Izolace DNA a RNA		24
SARS-CoV-2 - Odběrové soupravy		28


Pipetovací špičky PakGent Bioscience bez filtru, s filtrem a v provedení Low retention

V krabičkách 10 x 96 ks nebo v sáčkích, 10 µl, 200 µl a 1000 µl: extra long design.

Všechny špičky též v kvalitě **Low retention**. Vhodné i pro multikanálové pipety, hladké zakončení špičky (according to QA standard). Kompatibilní s pipetami Biohit, Rainin, Dragonmed, Eppendorf Research, Gilson, Beckman a dalšími.

V nabídce také Robotic Tips Tecan, Harmilton, Rainin, Agilent.

5 ml a 10 ml špičky a fit LTS Tips.



Více naleznete na www.biologicals.cz/e-shop v záložce Zastupované firmy - **PakGent**

Napište si o vzorky zdarma!

Pipetovací špičky PakGent Bioscience

Katalog. číslo	Univerzální pipetovací špičky	Balení	Cena v Kč
UFPT-10B	0,1 - 10 µl, sáček	1000 ks	189,-
UFPT-REF-10	0,1 - 10 µl (32 mm), náhradní balení (refill pack), sterilní	960 ks	647,-
UFPT-10R	0,1 - 10 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	705,-
UFPT-10EB	0,1 - 10 µl, prodloužené (46 mm), sáček	1000 ks	189,-
UFPT-REF-10ET	0,1 - 10 µl, prodloužené a tenké (46 mm), náhradní balení, ster.	960 ks	647,-
UFPT-10ER	0,1 - 10 µl, prodloužené (46 mm), rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	705,-
UFPT-200B	1 - 200 µl, sáček	1000 ks	249,-
UFPT-REF-200	2 - 200 µl, žluté (51 mm), náhradní balení (refill pack), sterilní	1152 ks	647,-
UFPT-200R	1 - 200 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	705,-
UFPT-300B	1 - 300 µl, sáček	1000 ks	249,-
UFPT-REF-200E	1 - 300 µl, prodloužené (60 mm), náhradní balení (refill pack), ster.	960 ks	647,-
UFPT-300R	1 - 300 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	705,-
UFPT-1000B	100 - 1 000 µl, sáček	1000 ks	430,-
UFPT-1000R	100 - 1 000 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	830,-
UFPT-1000EB	100 - 1 000 µl, prodloužené (102 mm), sáček	1000 ks	430,-
UFPT-REF-1000E	100 - 1 000 µl, prodloužené (102 mm), náhradní balení, sterilní	768 ks	647,-
UFPT-1000ER	100 - 1 000 µl, prodloužené (102 mm), rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	830,-
Katalog. číslo	Low retention pipetovací špičky	Balení	Cena v Kč
UFPT-10B-L	0,1 - 10 µl, sáček	1000 ks	280,-
UFPT-10R-L	0,1 - 10 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	970,-
UFPT-10EB-L	0,1 - 10 µl, prodloužené (46 mm), sáček	1000 ks	280,-
UFPT-10ER-L	0,1 - 10 µl, prodloužené (46 mm), rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	970,-
UFPT-200B-L	1 - 200 µl, sáček	1000 ks	312,-
UFPT-200R-L	1 - 200 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	970,-
UFPT-300B-L	1 - 300 µl, sáček	1000 ks	312,-
UFPT-300R-L	1 - 300 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	970,-
UFPT-1000B-L	100 - 1 000 µl, sáček	1000 ks	490,-
UFPT-1000R-L	100 - 1 000 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	995,-
UFPT-1000EB-L	100 - 1 000 µl, prodloužené (102 mm), sáček	1000 ks	490,-
UFPT-1000ER-L	100 - 1 000 µl, prodloužené (102 mm), rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	995,-
Katalog. číslo	Pipetovací špičky s filtrem	Balení	Cena v Kč
UFPT-F-10	0,1 - 10 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 172,-
UFPT-F-10E	0,1 - 10 µl, prodloužené (46 mm), rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 172,-
UFPT-F-10ET	0,1 - 10 µl, prodloužené a tenké (46 mm), rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 172,-
UFPT-F-20	1 - 20 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 172,-
UFPT-F-100	1 - 100 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 172,-
UFPT-F-200	1 - 200 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 172,-
UFPT-F-250	1 - 200 µl, prodloužené (60 mm), rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 172,-
UFPT-F-1000	100 - 1 000 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 172,-
UFPT-F-1000E	100 - 1 000 µl, prodloužené (102 mm), rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 172,-
Katalog. číslo	Low retention pipetovací špičky s filtrem	Balení	Cena v Kč
UFPT-F-10-L	0,1 - 10 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 510,-
UFPT-F-10E-L	0,1 - 10 µl, prodloužené (46 mm), rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 510,-
UFPT-F-20-L	1 - 20 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 510,-
UFPT-F-100-L	1 - 100 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 510,-
UFPT-F-200-L	1 - 200 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 510,-
UFPT-F-200E-L	1 - 300 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 510,-
UFPT-F-1000-L	100 - 1 000 µl, rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 510,-
UFPT-F-1000E-L	100 - 1 000 µl, prodloužené (102 mm), rack 10 x 96 ks, sterilní	960 ks	1 510,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

One Touch špičky

Špičky "One Touch" od firmy **Sorenson BioScience** udělají z Vašich pipet ergonomické pipety nejvyšší kvality. Špičky jsou ze dvou různých materiálů. Vrchní část je měkká, umožňuje snadné a těsné nasazení špičky i její snadné odhození. Spodní je z nejkvalitnějšího tvrdého polypropylenu pro přesné pipetování. Špičky jsou vhodné i pro multikanálové pipety. Barevné kódování dle pipetovaného objemu: **Červený okraj** = 10ul (1-20ul), **Žlutý okraj** = 200ul (1-330ul), **Modrý okraj** = 1000 µl (50-1250 µl).



Kat. č.	Popis	Balení	Cena
10300	One Touch špičky 10 µl (0,5 – 20 µl), nesterilní	10 x 96 ks, krabičky	2 331 Kč
10310	One Touch špičky 10 µl (0,5 – 20 µl), sterilní	10 x 96 ks, krabičky	2 527 Kč
10320	One Touch špičky s filtrem 10 µl, (0,5 – 20 µl), sterilní	10 x 96 ks, krabičky	2 938 Kč



Kat. č.	Popis	Balení	Cena
10330	One Touch špičky 200 µl (1 – 330 µl), nesterilní	10 x 96 ks, krabičky	1 538 Kč
10340	One Touch špičky 200 µl (1 – 330 µl), sterilní	10 x 96 ks, krabičky	1 709 Kč
10350	One Touch špičky s filtrem 200 µl (1 – 330 µl), sterilní	10 x 96 ks, krabičky	2 938 Kč



Kat. č.	Popis	Balení	Cena
10360	One Touch špičky 1000 µl, nesterilní	8 x 96 ks, krabičky	2 173 Kč
10370	One Touch špičky 1000 µl, sterilní	8 x 96 ks, krabičky	2 361 Kč
10380	One Touch špičky s filtrem 1000 µl, sterilní	8 x 96 ks, krabičky	2 938 Kč

Napište si o vzorky zdarma!



Semi-Automated Pipettor – pipetovací robot, Sorenson BioScience, Inc.

Chcete ušetřit Váš čas? Vyzkoušejte praktického a snadno ovladatelného pipetovacího robota, díky kterému budete znát Vaše výsledky mnohem dříve. Robotické manipulační rameno. 96 nebo 384kanálová pipetovací hlava. Pipetování pomocí špiček **One Touch** 200 µl (s filtry nebo bez). Pipetovací rozsah 1 µl až 250 µl. Velmi praktický a přesný. Rozděluje vzorky pouhým jedním pohybem páky. Kalibrace. Přenosný a snadno ovladatelný. Rozměry 21,6 x 45,7 x 43,2 cm. Váha 9,5 kg. Teplotní rozmezí 10 – 37 °C.

www.sorbio.com

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Špičky s filtrem, MultiGuard – Sorenson

Špičky jsou vyrobeny z prvotřídního polypropylenu. **Certifikovány „Human DNA Free“**. Hydrofobní filtr zabraňuje kontaminaci pipet a vzorků při pipetování. Pro správnou laboratorní praxi (GLP, GMP) si můžete na stránkách výrobce stáhnout certifikáty pro každou šarži výrobku - **Quality Assurance**. Špičky také v provedení **Low Binding**, které jsou vyrobené ze speciálního, vysoce čistého polypropylenu tak, aby měly nízkou smáčivost. Další varianty špiček naleznete na stránkách výrobce: www.sorbio.com nebo na: www.biologicals.cz/e-shop.



Špičky s filtrem 0,1 – 10 µl, Ultra, sterilní, 10 x 96 ks
Katalogové číslo: 28200, cena: **2 587 Kč**



Špičky s filtrem 0,1 – 10 µl, Long, sterilní, 10 x 96 ks
Katalogové číslo: 38000, cena: **2 587 Kč**



Špičky s filtrem 0,1 – 10 µl XL, sterilní, 10 x 96 ks
Katalogové číslo: 130340, cena: **2 587 Kč**



Špičky s filtrem 0,5 – 10 µl, typ Eppendorf, sterilní, 10 x 96 ks
Katalogové číslo: 15020, cena: **2 587 Kč**



Špičky s filtrem 0,5 – 20 µl, sterilní, 10 x 96 ks
Katalogové číslo: 14210, cena: **2 587 Kč**



Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Špičky s filtrem 1 – 100 µl, sterilní, 10 x 96 ks

Katalogové číslo: 36060, cena: **2 587 Kč**



Špičky s filtrem 1 – 200 µl, sterilní, 10 x 96 ks

Katalogové číslo: 14220, cena: **2 587 Kč**



Špičky s filtrem 1 – 200 µl NX, sterilní, 10 x 96 ks

Katalogové číslo: 30550, cena: **2 691 Kč**



Špičky s filtrem 1 – 200 µl Multiguard 3*, sterilní, 10 x 96 ks

Katalogové číslo: 17370, cena: **2 691 Kč**



Špičky s filtrem 1 – 300 µl XT, sterilní, 10 x 96 ks

Katalogové číslo: 30510, cena: **2 691 Kč**



Špičky s filtrem 100 – 1000 µl, sterilní, 10 x 100 ks

Katalogové číslo: 14200, cena: **2 691 Kč**



Špičky s filtrem 50 – 1250 µl, sterilní, 8 x 96 ks

Katalogové číslo: 34000, cena: **2 688 Kč**




Napište si o vzorky zdarma!

Více na: www.biologicals.cz/e-shop, www.sorbio.com

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Špičky pro vyjmutí vzorků z elektroforetických gelů



Díky modernímu designu lze použít pro celou škálu pipet - 1000 μ l.
Autoklárovatelné. Balení 250 ks/sáček.

Certifikovány „Dnase a Rnase Free“

Rozměry konce špičky 4 x 1 mm

Kat. číslo: 999068

Cena 2 899 Kč

Rozměry konce špičky 6,5 x 1 mm

Kat. číslo: 999070

Cena 3 030 Kč

Ceny jsou platné do vyprodání zásob.

Špičky 200 μ l a 1000 μ l – široké ústí



Špičky 200 μ l (50 mm) a 1000 μ l (67 mm) standardní; 200 μ l (91,2 mm) a 1000 μ l (88 mm) dlouhé, sterilní/nesterilní, v sáčku nebo v krabičkách. **Široké ústí špiček.** Vhodné pro pipetování nestálých buněčných suspenzí a makromolekul jako DNA. Ideální pro vysoce viskózní kapaliny.

Kat. č.	Popis	Cena
077157	Špičky 200 μ l – široké ústí (50 mm), standard, sáček, 1000 ks, nesterilní	1 737 Kč
077158	Špičky 200 μ l – široké ústí (50 mm), standard, krabička, 10 x 96 ks, nesterilní	2 815 Kč
038163	Špičky 200 μ l – široké ústí (91,2 mm), dlouhé, krabička, 8 x 96 ks, nesterilní	2 305 Kč
038164	Špičky 200 μ l – široké ústí (91,2 mm), dlouhé, krabička, 8 x 96 ks, sterilní	2 604 Kč
077163	Špičky 1000 μ l – široké ústí (88 mm), dlouhé, sáček, 1000 ks, nesterilní	2 451 Kč
077164	Špičky 1000 μ l – široké ústí (88 mm), dlouhé, krabička, 10x 100 ks, nesterilní	3 144 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Velký výběr digitálních pipet Eppendorf a Biologix!



PCR plastik

PCR mikrozukmavky, PCR mikrozukmavky ve stripech, MIKROTITRAČNÍ DESTIČKY

Laboratorní PCR plastik značky **Sorenson (USA)**, **Eppendorf** a **BIOLOGIX**.

Špičková kvalita za rozumné ceny!

Plastik "**Sorenson**" je certifikován jako "**Human DNA free**"

V nabídce e-shopu jsou nejprodávanější položky katalogu.

Pokud jste si nevybrali. Stáhněte si katalogy a vybírejte z tisíců položek.



Více na: www.biologicals.cz/e-shop v záložce Laboratorní pomůcky - Laboratorní plastik -
Plastik pro PCR

a

Mikrotitrační destičky

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plastové kádinky



Průhledné, autoklávovatelné, PP, vyznačená objemová stupnice, tři nalévací hubice.

Kádinky, 1000 ml, balení 5 ks (BIOLOGIX)

Katalogové číslo: 93-1000

145 Kč

Kádinky, 800 ml, balení 5 ks (BIOLOGIX)

Katalogové číslo: 93-0800

116 Kč

Kádinky, 400 ml, balení 5 ks (BIOLOGIX)

Katalogové číslo: 93-0400

99 Kč

Kádinky, 250 ml, balení 10 ks (BIOLOGIX)

Katalogové číslo: 93-0250

132 Kč

Kádinky, 100 ml, balení 10 ks (BIOLOGIX)

Katalogové číslo: 93-0100

99 Kč

Kádinky, 50 ml, balení 10 ks (BIOLOGIX)

Katalogové číslo: 93-0050

94 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Mikrozkumavky Plastik Biologicals, Sorenson a Eppendorf



2 ml

Kat. číslo	Popis	Cena
12000	Mikrocentrifugační zkumavky Safeseal 2,0 ml, čiré, 400 ks/sáček, Sorenson	979 Kč
0030 108.132	Mikrozkumavky Protein LoBind, 2,0 ml, 100 ks, Eppendorf	480 Kč
0030 108.078	Mikrozkumavky DNA LoBind, 2,0 ml, 250 ks, Eppendorf	490 Kč
0030 123.344	Mikrozkumavky 2,0 ml Safe-Lock, 1000 ks, Eppendorf	1 862 Kč
80-0020	Zkumavky 2 ml, Safe lock, 500 ks, BIOLOGIX	359 Kč

1,7 ml

Kat. číslo	Popis	Cena
11510	Mikrozkumavky 1,7 ml, čiré, 500 ks/sáček, Sorenson	645 Kč
17040	Mikrozkumavky 1,7 ml, čiré, 1000 ks/sáček, Sorenson	995 Kč
39640T	Mikrozkumavky 1,7 ml, Low binding, čiré, 2500 ks/sáček, Sorenson	5 880 Kč

1,5 ml

Kat. číslo	Popis	Cena
0030 108.116	Mikrozkumavky Protein LoBind, 1,5 ml, 100 ks, Eppendorf	304 Kč
0030 108.051	Mikrozkumavky DNA LoBind, 1,5 ml, 250 ks, Eppendorf	412 Kč
0030 125.215	Mikrozkumavky 1,5 ml, s víčkem, bezbarvé, PCR čisté, 1000 ks, Eppendorf	1 176 Kč
0030 123.328	Mikrozkumavky 1,5 ml Safe-Lock, 1000 ks, Eppendorf	1 372 Kč
80-1500	Mikrozkumavky 1,5 ml, čisté, 500 ks, BIOLOGIX	343 Kč
80-1500	Zkumavky 1.5 ml, 500 ks, BIOLOGIX	343 Kč
80-0015	Zkumavky 1,5 ml, Safe lock, 500 ks, BIOLOGIX	436 Kč

0,5 ml

Kat. číslo	Popis	Cena
11150	Mikrozkumavky 0,65 ml, čiré, 1000 ks/sáček, Sorenson	1 434 Kč
11330	Mikrozkumavky 0,65 ml, Low binding, čiré, 1000 ks/sáček, Sorenson	2 238 Kč
15160	PCR mikrozkumavky 0,65 ml, ploché víčko, čiré, 1000 ks/sáček, Sorenson	2 049 Kč
17030	Mikrozkumavky 0,5 ml, čiré, 1000 ks, Sorenson	853 Kč
0030 123.301	Mikrozkumavky 0,5 ml Safe-Lock, 500 ks, Eppendorf	1 372 Kč
0030 108.094	Mikrozkumavky Protein LoBind, 0,5 ml, 100 ks, Eppendorf	402 Kč
0030 108.035	Mikrozkumavky DNA LoBind, 0,5 ml, 250 ks, Eppendorf	745 Kč
80-0500	Zkumavky 0.5 ml, Safe lock, 500 ks, BIOLOGIX	259 Kč

0,2 ml

Kat. číslo	Popis	Cena
16950	PCR mikrozkumavky 0,2 ml, ploché víčko, čiré, 1000 ks/sáček, Sorenson	1 666 Kč
60-0082	PCR zkumavky 0,2 ml, ploché víčko, čiré, 1000 ks/sáček, BIOLOGIX	589 Kč
60-0088/ 60-0008	0.2ml 8-Strip PCR zkumavky, rovné/vypouklé víčko, 125 stripů, BIOLOGIX	990 Kč

Více na: www.biologicals.cz/e-shop

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Centrifugační 15 ml a 50 ml zkumavky

Objemová stupnice a bílá popisovací plocha pro snazší identifikaci vzorků. Kónický tvar. Validované pro centrifugaci až do 9400 x g. Vhodné pro většinu standardních centrifug. Materiál polypropylén. **BIOLOGIX**



Kat. č.	Popis	Cena
10-0151	15 ml zkumavky s těsnícím víčkem, sterilní, ve stojánku, 500 ks	2 799 Kč
10-0152	15 ml zkumavky s těsnícím víčkem, sterilní, sáček, 500 ks	2 383 Kč
10-0501	50 ml zkumavky s těsnícím víčkem, sterilní, ve stojánku, 500 ks	4 449 Kč
10-0502	50 ml zkumavky s těsnícím víčkem, sterilní, sáček, 500 ks	4 357 Kč
10-0152M	15 ml zkumavky s těsnícím víčkem, sterilní, sáček, 50 ks	276 Kč
10-0502M	50 ml zkumavky s těsnícím víčkem, sterilní, sáček, 50 ks	435 Kč
10-0815	15 ml zkumavky s těsnícím víčkem, nesterilní, sáček, 500 ks	2 394 Kč
10-0850	50 ml zkumavky s těsnícím víčkem, nesterilní, sáček, 500 ks	3 987 Kč

V provedení také s plochým víčkem.

Ultracentrifugační zkumavky SETON Polyclear™

Kvalitní ultracentrifugační zkumavky a lahve kompatibilní s rotory firem **Beckman**, **Thermo-Sorvall** a **Kontron** od firmy **Seton Scientific Inc.**

V nabídce najdete ultratenkostěnné zkumavky, zkumavky s vysokou smáčivostí, zkumavky rezistentní k rozpouštědlům a mnoho dalšího.



Ceny jsou uvedeny bez DPH

Zkumavky se šroubovacími uzávěry



BIOLOGIX

Materiál polypropylén. Rozsah teplot -86°C až +121°C. Validované pro centrifugaci až do 20000 x g. Autoklávovatelné. Uzávěry jsou vybaveny silikonovým těsnícím kroužkem.

Mikrozkumavky bez uzávěru

Kat. č.	Popis	Cena
81-0204	Mikrozkumavky 2,0 ml, samostojící, 500 ks, nesterilní	603 Kč
81-0154	Mikrozkumavky 1,5 ml, samostojící, 500 ks, nesterilní	519 Kč
81-0056	Mikrozkumavky 0,5 ml, samostojící, 500 ks, nesterilní,	682 Kč
81-0205	Mikrozkumavky 2,0 ml, samostojící, 500 ks, nesterilní, Non-transparent, hnědé (81-0006)	726 Kč
81-0000	Šroubovací uzávěry, bezbarvé, 500 ks	592 Kč
81-0001	Šroubovací uzávěry, růžové, 500 ks	
81-0002	Šroubovací uzávěry, zelené, 500 ks	
81-0003	Šroubovací uzávěry, modré, 500 ks	
81-0004	Šroubovací uzávěry, žluté, 500 ks	
81-0005	Šroubovací uzávěry, barevné, 500 ks	
81-0006	Šroubovací uzávěry, hnědé, 500 ks, Non-transparent, hnědé (81-0205)	726 Kč

Kryozkumavky se šroubovacími bezbarvými uzávěry
Certifikováno Rnase a Dnase Free, Endotoxin Free

Kat. č.	Popis	Cena
81-7204	Mikrozkumavky 2,0 ml, samostojící, 500 ks, sterilní	1 983 Kč
81-8204	Mikrozkumavky 2,0 ml, samostojící, 500 ks, sterilní, s popisovací plochou	1 983 Kč
81-7203	Mikrozkumavky 2,0 ml, kónické, 500 ks, sterilní výprodej	1 794 Kč
81-7205	Mikrozkumavky 2,0 ml, samostojící, 500 ks, sterilní, Non-transparent, hnědé, hnědé víčko	1 123 Kč
81-7056	Mikrozkumavky 0,5 ml, samostojící, 500 ks, sterilní	1 983 Kč
81-7053	Mikrozkumavky 0,5 ml, kónické, 500 ks, sterilní výprodej	992 Kč
81-8154	Mikrozkumavky 1,5 ml, samostojící, 500 ks, sterilní	1 983 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Lépe jste své vzorky dosud neskladovali!

ID-Color™ krabičky do mrazáků:



Praktická moderní krabička pro uskladnění vzorků včetně plastové mřížky z PP.

Pro 0,5/1,5/2/5 ml zkumavky.

Materiál - kartón s odolným plastovým potahem.

Vnitřní mřížka z odolného plastu.

Snadné a rychlé hledání vzorků, víko, dno i strany označeny čísly a písmeny.

Balení obsahuje 5 krabiček

Kat.č. **90-8200***ID-Color krabičky na 100 zkumavek 1,5/2 ml. Rozměry 133 x 133 x 53 mm **585 Kč**

Kat.č. **90-8100***ID-Color krabičky na 100 zkumavek 0,5 ml. Rozměry 133 x 133 x 36 mm **585 Kč**

Kat.č. **90-8281***ID-Color krabičky na 81 zkumavek 1,5 a 2 ml. Rozměry 133 x 133 x 53 mm **585 Kč**

Kat.č. **90-8381***ID-Color krabičky na 81 zkumavek **5 ml**. Rozměry 133 x 133 x 95 mm **754 Kč**

Polypropylenové krabičky:



Polypropylénová krabička pro uskladnění vzorků, pro 100 zkumavek, 1,5/2 ml. Balení 5 krabiček různých barev (červená, modrá, zelená, žlutá, bezbarvá). Otvírací víko, alfanumerické kódování.

Rozměry 140 x 140 x 54 mm.

Katalogové číslo: 90-9100

Cena: 600 Kč



Polypropylénová krabička pro uskladnění vzorků, pro 100 zkumavek, 1,5/2 ml. Balení 5 krabiček různých barev (červená, modrá, zelená, žlutá, bezbarvá). Alfanumerické kódování. Rozměry 132 x 132 x 53 mm.

Stohovatelné – krabičky lze skládat na sebe - praktický úložný systém.

Otvory na víku i dnu krabičky. **Katalogové číslo: 90-9200**

Cena: 600 Kč



Polypropylénová krabička pro uskladnění vzorků, pro 81 zkumavek, 1,5/2 ml. Balení 5 krabiček různých barev (červená, modrá, zelená, žlutá a bezbarvá). Alfanumerické kódování.

Rozměry 132 x 132 x 51 mm.

Katalogové číslo: 90-9081

Cena: 500 Kč



Polypropylénová krabička pro uskladnění vzorků, pro 25 zkumavek, 1,5/2 ml. Balení 5 krabiček různých barev (červená, modrá, zelená, žlutá, bezbarvá). Alfanumerické kódování.

Rozměry 75,7 x 75,7 x 51 mm.

Katalogové číslo: 90-9025

Cena: 440 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Polykarbonátové krabičky:



Polykarbonátová krabička pro uskladnění vzorků.

Pro 81 nebo pro 100 zkumavek, 1,5/ 2 ml.

Balení 4 nebo 5 krabiček různých barev (červená, modrá, zelená, žlutá, bílá). Alfanaumerické kódování.

Rozměry 132 x 132 x 53 mm.

Katalogové číslo: 90-9009 (pro 81 zkumavek) 5 krabiček

Cena: 840 Kč

Katalogové číslo: 90-9210 (pro 100 zkumavek) 4 krabičky

Cena: 679 Kč



Polykarbonátová krabička pro uskladnění vzorků.


Pro 25 zkumavek, 1,5/2 ml. Balení 4 nebo 5 krabiček různých barev červená, modrá, zelená, bílá a žlutá). Alfanaumerické kódování.

Rozměry 75,7 x 75,7 x 52 mm.

Katalogové číslo: 90-9250

Cena: 375 Kč (balení 4 krabiček) – do vyprodání zásob

Cena: 660 Kč (balení 5 krabiček)



Polykarbonátové krabičky pro **0,2 ml PCR zkumavky**, 5 ks

Pro 144 zkumavek (12 x 12 pozic). Teploty do -86°C.

Rozměry 132 x 132 x 25 mm.

Alfanaumerické kódování.

Katalogové číslo: 947708

Cena: 4 358 Kč

Bílé kartónové krabičky:

90-1281	Krabička pro 81 zkumavek 1,5/2 ml	55 Kč
90-1200	Krabička pro 100 zkumavek 1,5/2 ml	55 Kč
90-1381	Krabička pro 81 zkumavek 1,5/2/4 ml	70 Kč
90-1300	Krabička pro 100 zkumavek 1,5/2/4 ml	70 Kč
90-5016	Krabička pro 16 zkumavek, 50 ml	99 Kč
90-1536	Krabička pro 36 zkumavek, 15 ml	99 Kč



Včetně mřížky.

Krabička pro 0,2 ml PCR zkumavky/PCR strips

Teploty až do -196°C.

Pro 196 zkumavek

Kat. č. 141368

Cena: 173 Kč



Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Bílé kartónové krabičky s plastovým potahem:



90-2281	Krabička pro 81 zkumavek 1,5 ml a 2 ml, včetně mřížky	66 Kč
90-2200	Krabička pro 100 zkumavek 1,5 ml a 2 ml, včetně mřížky	66 Kč
90-2381	Krabička pro 81 zkumavek 1,5 ml, 2 ml a 4 ml, včetně mřížky	79 Kč
90-2300	Krabička pro 100 zkumavek 1,5 ml, 2 ml a 4 ml, včetně mřížky	79 Kč

Barevné kartónové krabičky:



Balení 5 krabiček různých barev (červená, modrá, zelená, žlutá a bílá).
Materiál - hydrofobní bílý kartón.

90-5281	Krabička pro 81 zkumavek 1,5 ml a 2 ml, včetně mřížky, 5 ks	300 Kč
90-5200	Krabička pro 100 zkumavek 1,5 ml a 2 ml, včetně mřížky, 5 ks	300 Kč



Stojánek pro 80 mikrozkušavek, 1,5/2 ml.
Číselné značení, 5 x 16 pozic. Materiál polypropylén.
Balení 5 ks v různých barvách
(modrá, žlutá, červená, zelená, fialová).
Rozměry: 209 x 66 x 27,2 mm. Autoklávovatelné.

Katalogové číslo: 90-8009


Cena: 400 Kč

Více krabiček na: www.biologicals.cz/e-shop

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Lépe jste své vzorky dosud neskladovali!

Kompletní program pro mrazáky a hlubokomrazící boxy



Kartónové, potažené plastem i celoplastové krabičky do mrazáku s mřížkou již **od 55 Kč za kus** bez DPH. Kryozkumavky, stojany do mrazících boxů s vysouvacími policemi a jiné.

Zakázková výroba stojanů do mrazáku



Více na: www.biologicals.cz/e-shop v záložce Laboratorní pomůcky - Freezer program

Zásobníky kapalného dusíku a příslušenství



V záložce Laboratorní pomůcky – Nádoby na kapalný dusík

Více na: www.biologicals.cz/e-shop/


Vaničky na reagencie



Vaničky k jedno/vícekanálovým pipetám – individuálně balené, 55 ml, sterilní, PS, balení 100 ks (BIOLOGIX)

K. č.: 25-0051-2

2 076 Kč



Vaničky k jedno/vícekanálovým pipetám – Solution Basin, 55 ml, nesterilní, PVC, balení 100 ks (BIOLOGIX)

K. č.: 25-0052

500 Kč



12 - ti kanálové pipetovací vaničky – Solution Basin, nesterilní, PP, 5 barev, balení 25 ks (BIOLOGIX)

K. č.: 25-1202

990 Kč



Vaničky k jedno/vícekanálovým pipetám – individuálně balené, 25 ml nebo 100 ml, sterilní, PS (BIOLOGIX)

K. č.: 25-1100 (100 ml) **1 277 Kč** (balení 50 ks)

K. č. 25-1025 (25 ml) **2 080 Kč** (balení 100 ks)



Nádobka pro pipetované reagencie, PS, 100 ml, ClearLine

<u>K. č.</u>	<u>Popis</u>	<u>Cena</u>
87806	Individuálně balená, sterilní, 100 ks/balení	3 573 Kč
87807	Balená po 5 ks, sterilní, 40 balení (200 ks)	3 889 Kč
97804	Nesterilní, 100 ks, sáček	2 366 Kč



Nádobka pro pipetované reagencie, PS, 55 ml, ClearLine

<u>K. č.</u>	<u>Popis</u>	<u>Cena</u>
6793	Individuálně balená, sterilní, 80 ks/balení	2 435 Kč
6794	Balená po 5 ks, sterilní, 32 balení (160 ks)	3 764 Kč
6792	Nesterilní, 100 ks v balení, PVC	1 953 Kč




Nádobka pro pipetované reagencie, PS, 25 ml, ClearLine

<u>K. č.</u>	<u>Popis</u>	<u>Cena</u>
97801	Individuálně balená, sterilní, 100 ks/balení	2 685 Kč
97800	Balená po 5 ks, sterilní, 40 balení (200 ks)	3 050 Kč
97805	Nesterilní, 100 ks v balení	2 244 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

MIKROBIOLOGIE

Inokulační klička - Inoculating Loop, 1 µl, polystyren, sterilní, 250 ks



Katalogové číslo: 65-0001

Cena: **303 Kč**

Cena při koupi 4 balení - 234 Kč/balení

Inokulační klička - Inoculating Loop, 10 µl, polystyren, sterilní, 250 ks




Katalogové číslo: 65-0010

Cena: **352 Kč**

Cena při koupi 4 balení - 319 Kč/balení

Inokulační jehla – Inoculating Needle, polystyren, sterilní, 250 ks



Katalogové číslo: 65-0002

Cena: **383 Kč**

Cena při koupi 4 balení - 326 Kč/balení

Hokejky – Cell Spreader, sterilní, 250 ks



Katalogové číslo: 65-1010

Cena: **784 Kč**

Hokejky – Cell Spreader, sterilní, individuálně balené, 500 ks




Katalogové číslo: 65-1001

Cena: **1 821 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

MIKROBIOLOGIE



Petriho misky, 60 x 15 mm, balení 500 ks

Katalogové číslo: 66-1560

Cena: **2 340 Kč**

Petriho misky, 90 x 15 mm, balení 500 ks

Katalogové číslo: 66-1501

Cena: **3 640 Kč**

Petriho misky, 150 x 15 mm, balení 200 ks

Katalogové číslo: 66-1515

Cena: **4 916 Kč**

PLASTIK PRO TKÁŇOVÉ KULTURY

Sěrky pro tkáňové kultury – Cell Scraper, 25 cm, balení 100 ks, sterilní



Katalogové číslo: 70-1180 - 18 cm

Katalogové číslo: 70-1250 - 25 cm

Cena: **950 Kč**

Škrabátka pro tkáňové kultury – Cell Lifter, balení 100 ks, sterilní



Katalogové číslo: 70-2180

Cena: **950 Kč**

Pasteurovy pipety, sterilní, individuálně balené nebo nesterilní, 500 ks



Katalogové číslo: 30-0135A1 – 1 ml sterilní **1 362 Kč**

Katalogové číslo: 30-0138A1 – 3 ml sterilní **1 362 Kč**

Katalogové číslo: 30-0135 – 1 ml nesterilní **552 Kč**

Katalogové číslo: 30-0138 – 3 ml nesterilní **552 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PLASTIK PRO TKÁŇOVÉ KULTURY



Sítko pro tkáňové kultury – Cell Strainer, 100 μ m, balení 100 ks



Individuálně balené
Katalogové číslo: 15-1100
Cena: **1 986 Kč**

Sítko pro tkáňové kultury – Cell Strainer, 70 μ m, balení 100 ks



Individuálně balené
Katalogové číslo: 15-1070
Cena: **1 986 Kč**

Sítko pro tkáňové kultury – Cell Strainer, 40 μ m, balení 100 ks




Individuálně balené
Katalogové číslo: 15-1040-2
Cena: **1 986 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PLASTIK PRO TKÁŇOVÉ KULTURY

**Sérologické pipety, kultivační lahve, destičky a petriho misky pro TK
od firmy BIOLOGIX a Eppendorf za dobré ceny!**



**5 ml zkumavky Eppendorf!!
Také v kvalitě LoBind a Protein LoBind!**



- Více na: <http://www.biologicals.cz/e-shop>


v záložce Laboratorní pomůcky - Tkáňové kultury

Popisovací štítky



Popisovací CRYO štítky a štítky pro laserovou tiskárnu **Různé velikosti, výběr z několika barev a balení.**

Štítky jsou navrženy na mikrozkuhavky, kryozkuhavky, mikroskopická sklíčka, krabičky a jiné nádoby. Voděodolné, odolné na UV a gamma záření. Jsou určeny pro dlouhodobé skladování v hluboko mrazících boxech a do tekutého dusíku, odolné vařící vodě, autoklávovatelné. Teplotní rozmezí od -196 °C do + 120 °C.



Napište si o vzorky zdarma!

Více na: <http://www.biologicals.cz/e-shop> - Popisovací štítky

Startovací balíček s tiskárnou

Termotransférové tiskárny se specializovaným softwarem poskytují komfortnější řešení, více možností výběru a kvalitnější tisk.



Balíček obsahující tiskárnu, kabely, profesionální tiskový software pro tisk nálepek a čárových kódů, role nálepek dle výběru a pásku. V nabídce jsou různé typy tiskáren a startovacích balíčků.

Vyšetřovací rukavice nitrilové a latexové, bez pudru – SEMPERCARE®

Sempercare® Edition, vyšetřovací latexové rukavice, **100 ks/balení**

Sempercare® Nitrile Skin2, vyšetřovací nitrilové rukavice, měkký materiál, **200 ks/balení**

Sempercare® Velvet, vyšetřovací nitrilové rukavice, sametově měkký materiál, **200 ks/balení**

Sempercare® Nitrile green, vyšetřovací nitrilové rukavice, **200 ks/balení**

Sempercare® Nitrile Shine Plus, vyšetřovací nitrilové rukavice s prodlouženou manžetou (265 mm), **150 ks/balení**

Sempercare® Nitrile, zesílené, vyšetřovací nitrilové rukavice, **100 ks/balení**

Sempercare® Safe Plus, vyšetřovací nitrilové rukavice s prodlouženou manžetou (300 mm), **100 ks/balení**



„Kvalita za skvělou cenu“

Velikosti: XS, S, M, L, XL



Více na: www.biologicals.cz/e-shop

v záložce Laboratorní pomůcky - Vyšetřovací rukavice

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Gradient & Fractionator Systems

Gradient Forming



- méně než 2 minuty
- 6 identických gradientů
- **pro různé použití** - sacharózu, glycerol, Optiprep ®, Nycodenz ®, Ficoll ®, Percoll ®, metrizamid, Renografin ®, NaCl, CsCl, NaAc nebo KCl

Fractionator



- vyvinut vědci, kteří běžně dělali 6 - 30 gradientů za den
- 6 typů

The Gradient Station



Kombinace Fractionation & Gradient Forming (2 stroje v jednom!)

Detekce UV, vlastní software a gradient list

Více na: www.biologicals.cz/e-shop

Favorgen – Izolace DNA a RNA

Plasmid Extraction Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAPDE 100	Plasmid DNA Extraction Mini Kit (100prep)	2 512 Kč
FAPDE 300	Plasmid DNA Extraction Mini Kit (300prep)	5 832 Kč
FAPDE 001	Plasmid DNA Extraction Mini Kit (100prep)	3 083 Kč
FAPDE 001-1	Plasmid DNA Extraction Mini Kit (300prep)	7 759 Kč
FAPDE 002	Plasmid DNA Extraction Midi Kit (25prep), Ion Exchange	7 194 Kč
FAPDE 002-1	Plasmid DNA Extraction Midi Kit (50prep), Ion Exchange	11 715 Kč
FAPDE 002-EF	Plasmid DNA Extraction Midi Kit (25prep), EndoToxinFree, Ion Exchange	8 632 Kč
FAPDE 003	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (10prep), Ion Exchange	6 474 Kč
FAPDE 003-1	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (20prep), Ion Exchange	11 664 Kč
FAPDE 003-EF	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (10prep), EndoToxinFree, Ion Exchange	7 116 Kč
FAPMX 010	Plasmid Extraction Maxi Plus Kit (10prep), Ion Exchange (up to 2.2 mg plasmid)	6 474 Kč
FAPMX 010-EF	Plasmid Extraction Maxi Plus Kit (10prep), EndoToxinFree, Ion Ex., (2.2 mg)	7 116 Kč
FAFTE 002	Plasmid DNA Extraction Midi Kit (25prep), FavorFilter, Ion Exchange	8 992 Kč
FAFTE 002-1	Plasmid DNA Extraction Midi Kit (50prep), FavorFilter, Ion Exchange	14 182 Kč
FAFTE 001	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (4prep), FavorFilter, Ion Exchange	3 468 Kč
FAFTE 001-1	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (10prep), FavorFilter, Ion Exchange	6 834 Kč
FAFTE 001-EF	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (4prep), FavorFilter, EndotoxinFree, Ion Ex.	3 854 Kč
FAFTE 001-1-EF	Plasmid DNA Extraction Maxi Kit (10prep), FavorFilter, EndotoxinFree, Ion Ex.	7 116 Kč

DNA Fragment Extraction Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAGCK 001	GEL/PCR Purification Mini Kit (100prep)	2 512 Kč
FAGCK 001-1	GEL/PCR Purification Mini Kit (300prep)	5 832 Kč
FAPCK 001	PCR Clean-Up Mini Kit (50prep)	2 289 Kč
FAPCK 001-1	PCR Clean-Up Mini Kit (200prep)	6 474 Kč
FAPCK 001-2	PCR Clean-Up Mini Kit (300prep)	8 632 Kč
FAGPK 001	GEL Purification Mini Kit (50prep)	2 289 Kč
FAGPK 001-1	GEL Purification Mini Kit (200prep)	6 474 Kč
FAGPK 001-2	GEL Purification Mini Kit (300prep)	8 632 Kč
FAMPK 001B	MicroElute PCR Clean Up Kit (50prep) (blister packing for columns)	2 778 Kč
FAMPK 001-1B	MicroElute PCR Clean Up Kit (100prep) (blister packing for columns)	4 522 Kč
FAMGK 001B	MicroElute GEL Purification Kit (50prep) (blister packing for columns)	2 778 Kč
FAMGK 001-1B	MicroElute GEL Purification Kit (200prep) (blister packing for columns)	9 069 Kč
FAEPK 001B	MicroElute GEL/PCR Purification Kit (50prep) (blister packing for columns)	3 083 Kč
FAEPK 001-1B	MicroElute GEL/PCR Purification Kit (100prep) (blister packing for columns)	5 190 Kč

Blood Genomic DNA

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FABGK 100	Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep)	4 316 Kč
FABGK 300	Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (300prep)	11 664 Kč
FABGK 001	Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (50prep), with Proteinase K Powder	3 854 Kč
FABGK 001-1	Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep), with Proteinase K Powder	6 474 Kč
FABGK 001-2	Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (300prep), with Proteinase K Powder	14 978 Kč
FABGK 002	Blood/Cultured Cells Genomic DNA Extraction Midi Kit (25prep), with Proteinase K Powder	6 474 Kč
FABGK 003	Blood Genomic DNA Extraction MAXI Kit (10prep), with Proteinase K Powder	6 474 Kč
FABGK 003-1	Blood Genomic DNA Extraction MAXI Kit (24prep), with Proteinase K Powder	12 332 Kč

Genomic DNA Clean-Up Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAGDC 001	FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (50prep)	2 512 Kč
FAGDC 001-1	FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (200prep)	7 759 Kč

Tissue Genomic DNA

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FATGK 001	Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (50prep), with Proteinase K Powder	3 854 Kč
FATGK 001-1	Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep), with Proteinase K Powder	6 474 Kč
FATGK 001-2	Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (300prep), with Proteinase K Powder	14 978 Kč
FATGK 001-L	Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (50prep), Proteinase K Powder + Lysozyme	5 035 Kč
FATGK 001-1-L	Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep), Proteinase K Powder + Lysozyme	9 069 Kč

Tissue Genomic DNA Micro Elute

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FATGM 001B	Tissue Genomic DNA Extraction <u>MicroElute</u> Kit (50prep), with Proteinase K Powder	5 395 Kč
FATGM 001-1B	Tissue Genomic DNA Extraction <u>MicroElute</u> Kit (100prep), with Proteinase K Powder	9 711 Kč

FFPE Tissue DNA Extraction Micro kit -- For extraction DNA from paraffin-fixed tissues

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAFFM 050B	FFPE Tissue DNA Extraction Micro kit (50prep)	5 395 Kč
FAFFM 100B	FFPE Tissue DNA Extraction Micro kit (100prep)	9 711 Kč

Plant Genomic DNA

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAPGK 001	Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (50prep)	3 854 Kč
FAPGK 001-1	Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep)	6 474 Kč
FAPGK 001-2	Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (200prep)	11 664 Kč
FAPGK 002	Plant Genomic DNA Extraction Maxi Kit (10prep)	6 474 Kč

Stool DNA Isolation Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FASTI001	Stool DNA Isolation Mini Kit (50prep), with Proteinase K Powder	4 316 Kč
FASTI001-1	Stool DNA Isolation Mini Kit (100prep), with Proteinase K Powder	7 759 Kč

Soil DNA Isolation Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FASOI 001	Soil DNA Isolation Mini Kit (50prep)	4 316 Kč
FASOI 001-1	Soil DNA Isolation Mini Kit (100prep)	7 759 Kč
FAFRK 001B-M	Soil/Stool RNA Extraction MicroElute Kit (100prep) (blister packing for columns)	11 099 Kč

Fungi/Yeast Genomic DNA Extraction Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAFYG001	Fungi/ Yeast Genomic DNA Extraction Mini Kit (50prep)	10 790 Kč
FAFYG001-1	Fungi/ Yeast Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep)	16 648 Kč

Food DNA Extraction Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FDK 1050	Food DNA Extraction Kit I(50prep)	10 790 Kč

Milk DNA Extraction Kit

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAMBD 001	Milk Bacterial DNA Extraction Kit (50prep)	10 790 Kč

Blood Total RNA

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FABRK 001	Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit (50prep)	4 316 Kč
FABRK 001-1	Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit (100prep)	7 759 Kč
FABRK 001-2	Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit (300prep)	17 932 Kč
FAWBR 050	Whole Blood RNA Mini Kit (50prep)	5 035 Kč
FAWBR 100	Whole Blood RNA Mini Kit (100prep)	9 069 Kč
FABRK 003	Blood/Cultured Cell Total RNA Maxi Kit (10prep)	6 474 Kč

Tissue Total RNA

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FATRK 001	Tissue Total RNA Mini Kit (50prep)	4 316 Kč
FATRK 001-1	Tissue Total RNA Mini Kit (100prep)	7 759 Kč
FATRK 001-2	Tissue Total RNA Mini Kit (300prep)	17 932 Kč
FATRK 003	Tissue Total RNA Maxi Kit (10prep)	6 474 Kč
FATRK-P 050	Total RNA Plus Mini Kit (50 prep)-(gDNA removal column)	5 035 Kč
FATRK-P 100	Total RNA Plus Mini Kit (100 prep)-(gDNA removal column)	9 069 Kč
FATRM 001B	Tissue Total RNA MicroElute Kit (50prep) (blister packing for columns)	5 035 Kč
FATRM 001-1B	Tissue Total RNA MicroElutei Kit (100prep) (blister packing for columns)	9 069 Kč

Plant Total RNA

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAPRK 001	Plant Total RNA Mini Kit (50prep)	4 316 Kč
FAPRK 001-1	Plant Total RNA Mini Kit (100prep)	7 759 Kč
FAPRK 001-2	Plant Total RNA Mini Kit (300prep)	17 932 Kč
FAPRK 002	Plant Total RNA Maxi Kit (10prep)	6 474 Kč

Viral Nucleic Acid (Viral DNA/RNA)

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAVNC 001	Viral DNA/RNA Kit (50prep), (With Carrier RNA)	4 316 Kč
FAVNC 001-1	Viral DNA/RNA Kit (100prep), (With Carrier RNA)	7 759 Kč
FAVNC 001-2	Viral DNA/RNA Kit (300prep), (With Carrier RNA)	17 932 Kč
FAVNC 002	Viral Nucleic Acid Extraction Kit II (50prep)	4 316 Kč
FAVNC 002-1	Viral Nucleic Acid Extraction Kit II (100prep)	7 759 Kč
FAVNC 002-2	Viral Nucleic Acid Extraction Kit II (300prep)	17 932 Kč
FAVRV 000	Viral RNA/DNA Vacuum Kit (4 prep), up to 1 ml of cell free fluid, Proteinase K P.	1 519 Kč
FAVRV 001	Viral RNA/DNA Vacuum Kit (50 prep), up to 1 ml of cell free fluid, Proteinase K P.	7 194 Kč
FACFK 050	Circulating Nucleic Acid Isolation Kit, 50prep	32 679 Kč
FAMIK 002	miRNA Isolation Kit (Tri-reagent + RNA spin column), 50prep	6 115 Kč
FAMIK 001	miRNA Isolation Kit (Tri-reagent + RNA spin column), 100prep	10 996 Kč
FATRS 050	Total RNA Isolation Kit II (Tri-reagent + RNA spin column), 50prep	5 035 Kč
FATRS 100	Total RNA Isolation Kit II (Tri-reagent + RNA spin column), 100 prep	9 069 Kč

After Trizol Reagent (RNA Clean-Up Kit)

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAATR 001	After Tri-RNA Purification Mini Kit (50prep)	3 083 Kč
FAATR 001-1	After Tri-RNA Purification Mini Kit (200prep)	10 354 Kč

96-Well Plate System

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAPWE 96001	96-well Plasmid DNA Extraction Kit (1 plate)	3 854 Kč
FAPWE 96002	96-well Plasmid DNA Extraction Kit (2 plates)	6 474 Kč
FAPWE 96004	96-well Plasmid DNA Extraction Kit (4 plates)	11 664 Kč
FADWE 96001	96-well Genomic DNA Extraction Kit (1 plates)	3 956 Kč
FADWE 96002	96-well Genomic DNA Extraction Kit (2 plates)	7 116 Kč
FADWE 96004	96-well Genomic DNA Extraction Kit (4 plates)	11 407 Kč
FAPKE 96001	96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit (1 plates)	3 468 Kč
FAPKE 96002	96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit (2 plates)	5 832 Kč
FAPKE 96004	96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit (4 plates)	10 790 Kč
FACKE 96001	96-well PCR Clean-Up Kit (1 prep)	3 956 Kč
FACKE 96002	96-well PCR Clean-Up Kit (2 prep)	7 116 Kč
FACKE 96004	96-well PCR Clean-Up Kit (4 prep)	11 407 Kč
FAGKE 96001	96-well GEL Purification Kit (1 prep)	3 956 Kč
FAGKE 96002	96-well GEL Purification Kit (2 prep)	7 116 Kč
FAGKE 96004	96-well GEL Purification Kit (4 prep)	11 407 Kč

FATRE 96001	96-well Total RNA Kit (1 plates)	6 474 Kč
FATRE 96002	96-well Total RNA Kit (2 plates)	11 664 Kč
FATRE 96004	96-well Total RNA Kit (4 plates)	18 446 Kč
FAPGE 96001	96-well Plant Genomic DNA Extraction Kit (1 plates)	6 474 Kč
FAPGE 96002	96-well Plant Genomic DNA Extraction Kit (2 plates)	11 664 Kč
FAPGE 96004	96-well Plant Genomic DNA Extraction Kit (4 plates)	18 446 Kč

Reagents System

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FATRR-001	Tri-RNA Reagent, 100 ml	10 790 Kč
FATRR-002	Tri-RNA Reagent, 50 ml	5 035 Kč
FARSS-001	RNA Stabilization Solution, 100 ml	7 913 Kč

Argarose

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
FAFAG 050	Micro Fagarose, 100 g AKCE 3 220 Kč	5 854 Kč

EtBr Destroyer – ALPHAGEN BIOTECH

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
APEBD-001	Alphagen EtBr Destroyer Bag, for liquid waste, 40 bags/box	14 586 Kč
APEBD-001-1	Alphagen EtBr Destroyer Bag, for liquid waste, 30 bags/box	11 552 Kč
APEBD-001-5	Alphagen EtBr Destroyer Bag, for liquid waste, 50 bags/box	15 606 Kč
APEBD-002	Alphagen EtBr Destroyer Sprayer, for solid waste, 2 x sprayer & 1x sprayer head/pack	4 004 Kč
APEBD-002-1	Alphagen EtBr Destroyer Sprayer, Sprayer Supplement, 1 bottle/ 200ml (pouze na doplnění), package: 2 bottles in a retail box	3 851 Kč
APEBD-002-2	Alphagen EtBr Destroyer Sprayer, Sprayer Supplement- 1 bottle/ 1L Package: 1 bottle in a retail box	6 707 Kč
APEBD-002-3	Alphagen EtBr Destroyer Sprayer, for solid waste, 2 x sprayer & 2 x sprayer head with 2 retail boxes	4 284 Kč
APEBD-003	Alphagen n EtBr Destroyer-Bag & Sprayer, Two Formats: for liquid waste and for solid waste, Package: 5 Bags for liquid waste + 1 X 200ml bottles in & 1X Sprayer Head in a retail box	4 004 Kč

Minimální odběr EtBr Destroyer Sprayer: 3 balení v jakékoli kombinaci!

Directly Straight PCR Lysis Reagent – ALPHAGEN BIOTECH

Cat. No.	Product Name	Kč bez DPH
APDIC-100	Directly Straight PCR Lysis Reagent (Ceil), 100 ml	6 707 Kč
APDIE-100	Directly Straight PCR Lysis Reagent (Mouse Ear), 100 ml	6 707 Kč
APDIT-100	Directly Straight PCR Lysis Reagent (Mouse Tail), 100 ml	6 707 Kč
APDIY-100	Directly Straight PCR Lysis Reagent (Yolk Sac), 100 ml	6 707 Kč

Minimální odběr 2 balení v jakékoli kombinaci!



Biotechrabbit

Reagencie pro PCR (Standard/Hot-Start PCR, RT PCR, QPCR, Nucleotides aj.), Protein Purification, Enzymes, Electrophoresis Ladders aj.)

Více na: www.biologicals.cz/e-shop

v záložce Zastupované firmy - Biotechrabbit

SARS-CoV-2



Odběrové soupravy od firmy **Biocomma Limited**

Odběrové soupravy - Virus Transport and Preservation Medium

Štětíčka (flocked swab) pro odběr vzorku + 10 ml zkumavka se šroubovacím víčkem a 3 ml média, a to ve formě **klasické** a nebo s látkou **inaktivující** virus a snižující riziko infekce z aerosolu.

Sterilní, jednotlivě balené odběrové sady. CE.

K dispozici řada variant s nasopharyngeálními a orálními flocked tampóny.

Ceny **od 495 Kč za balení 50 ks.**

Jednotlivě balené, 50 ks/krabička, 10 krabiček v balení



Kat. č.

Balení

19-1302 / YMJ-TE2

(Inactivated) 3 ml + 1 x nasal swab, 500 pcs/box

19-1301 / YVJ-TE2

(Classic) 3 ml + 1 x nasal swab, 500 pcs/box

19-1301D / YVJ-TE4

(Classic) 3 ml + 1 x nasal swab, 1 x throat swab, 500 pcs/box

19-1302D / YMJ-TE4

(Inactivated) 3 ml + 1 x nasal swab, 1 x throat swab, 500 pcs/box

19-1252 / YVJ-TE1

(Classic) 3 ml + 1 x oral swab, 500 pcs/box

19-1262 / YMJ-TE

(Inactivated) 3 ml + 1 x oral swab, 500 pcs/box

Více na: www.biologicals.cz/e-shop


v záložce Laboratorní pomůcky - SARS-CoV-2

Jsme distributorem firmy Dominique Dutscher

Prolistujte si největší
katalog potřeb pro life science,
který se Vám kdy dostal do rukou.

Navštivte **internetovou verzi katalogu** na:
<http://www.dutscher.com>

Poptejte aktuální ceny na orders@biologicals.cz





Objednávejte přes e-shop, e-mailem, faxem nebo telefonicky:


e-mail: orders@biologicals.cz, klara.palusova@biologicals.cz

Tel.: +420-274 776 731

Mob.: +420-608 315 488

www.biologicals.cz

www.facebook.com/pages/Biologicals/431913680324312



Ceny uvedené v katalogu mohou podléhat změnám.

Biologicals s.r.o.

IČ: 27575837, DIČ: CZ27575837

U Trati 44a, Praha 10 - Strašnice, 100 00

Ceny jsou uvedeny bez DPH